# Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

# FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM

## Fyzikální praktikum 1

**Zpracoval:** Milan Suk **Naměřeno:** 26. února 2018

Obor: F Skupina: PO 8:00 Testováno:

# Úloha č. **3: Měření viskozity, hustoty a povrchového napětí kapalin**

# 1. Úvod

V tomto měření se měla měřenít vizkozita, hustota a povrchové napětí kapalin. V první části jsem měřil kinematickou viskozitu vody pro více teplot pomocí **Ubbhelohdeho viskozimetru**. V tomto měření se voda unitř viskozimetru ohrála na požadovanou teplotu umístěním do nádoby s vodou požadované teploty. Následně se měřil čas poklesu hladiny z horní rysky na dolní. Ze vztahu

$$\nu = K \cdot t \tag{1}$$

se následně určila hledaná viskozita.

V dalším měření se vizkosita určila pomocí výtoku vody z **Mariottovy láhve**. Změřil se čas, po který voda vytékala, a změna tlaku  $p = p_2 - p_1$ . Viskozita se potom určí pomocí následující rovnice.

$$\eta = \frac{\pi R^4 pt}{8VL} \tag{2}$$

kde V je celkový objem, který vyteče a L délka kapiláry.

Poté jsem určoval hustotu lihu pomocí **pyknometru** a známé hustoty vody. Pro neznámou hustotu lihu platí

$$\rho = (\rho_{voda} - \rho_{vzduch}) \frac{m - m_0}{m_{voda} - m_0} + \rho_{vzduch}$$
(3)

kde  $m_0$  je hmotnost prázdného pyknometru a m hmotnost pyknometru s lihem.

Hustotu lihu jsem pak ještě určil pomocí medoty **ponorného tělíska**. Měření probíhalo na vahách s délním zavěšením. Váhy se vytárovaly na hmotnost tělíska, pak jsem změřila hmotnost m při ponoření tělíska do nádoby s lihem a potom  $m_{voda}$  při ponoření do nádoby s vodou. Hustota lze pak spočítat pomocí vztahu

$$\rho = \frac{m}{m_{voda}} \rho_{voda} \tag{4}$$

Dále se mělo změřit povrchové napětí vody pomocí **du Noüyho metody kroužku**. Při tomto měření se určila největší síla působící na kroužek, aby se pověrchové napětí určitě dle vztahu

$$\sigma = \frac{F_{max}}{4\pi R} \cdot f \tag{5}$$

kde f je Harkinsův-Jordanův korekční faktor.

V posledním měření jsem určoval disporzní složku povrchové energie vody metodou kontaktního úhlu. Jako kalibrační kapalinu jsem použil glycerol a metylen jodid.

$$\frac{\sigma^{lw}}{\sigma} = \frac{\sigma^{lw}_{kal}}{\sigma_{kal}} \frac{\sigma}{\sigma_{kal}} \left( \frac{1 + \cos \theta}{1 + \cos \theta_{kal}} \right)^2 \tag{6}$$

## 2. Výsledky

#### 2.1. Měření viskozity vody

Prováděl jsem měření pro dvě teploty ( $20^{\circ}C$  a  $30^{\circ}C$ ). Získané časy jsou

$$t_{20} = 13:56:46$$

$$t_{30} = 11:36:16$$

odtud jsem zjistil, že viskozita vody pro jednotlivé časy by měla být

$$\nu_{20} = 8.887 \cdot 10^{-7} \, m^2 \cdot s^{-1}$$

$$\nu_{30} = 7.398 \cdot 10^{-7} \, m^2 \cdot s^{-1}$$

#### 2.2. Absolutní měření viskozity

Při této mětodě jsem měřil čas vytíkání vody kapilarou z Mariottovy láhve. Délka kapiláry je  $L=(165.0\pm0.5)~mm$  a její průměr  $R=(0.570\pm0.001)~mm$ . Pak jsem zjišťoval změnu tlaku tak, že jsem změřil změnu výšku hladiny, určit jsem objem vody, která vytekla, a čas trvání tohoto procesu.

$$t = 108 s$$
$$\Delta V = 2.82 \cdot 10^{-5} m^3$$
$$p = 1096.4 Pa$$

Po dosazení vychází výsledná viskozita

$$\eta = (1.055 \pm 0.003) \ Pa \cdot s$$

#### 2.3. Pyknometrická metoda

Změřil jsem jednotlivé hmotnosti

$$m_1 = 42.3 \, q$$

$$m_2 = 44.4 g$$

$$m_1 = 23.5 g$$

po dosazení do vztahu (3) dostávám

$$\rho_{lih} = 897.0 \pm 0.1 \, kg \cdot m^{-3}$$

#### 2.4. Ponorné tělísko

V tomto měření hustoty lihu jsem nejdříve změřil hmotnost  $m_1$  s destilovanou vodou a potom  $m_2$  s lihem.

$$m_1 = 5.76 g$$

$$m_2 = 11.30 g$$

a po dosazení do rovnice (4) dostávám

$$\rho_{lih} = 508.21 \pm 0.01 \, kg \cdot m^{-3}$$

#### 2.5. du Nouyho metoda kroužku

Při této mětodě jsem určoval maxinální sílu působící mezi kroužkem a hladinou kapaliny. Skriptem níže jsem zanalyzoval data (jednoduše jsem našel největší hodnotu v seznamu s hodnotamy síly)

```
import numpy
data = numpy.loadtxt(file_name)
x = [i[0] for i in data]
print(max(y))
```

Z těchto hodnot jsem určit hodnotu průměrnou

$$F_{max} = (35.38 \pm 0.01) \cdot 10^{-3} \, N$$

a výsledné povrchové napětí je

$$\sigma = (74.8 \pm 0.3) \cdot 10^{-3} \, N \cdot m^{-1}$$

#### 2.6. Metoda kontaktního úhlu

Při této metodě jsem měřil kontaktní úhel vody z naměřených kontaktních úhlů a známých napětí kalibračních kapalin (glycerol a metylen jodid) pomocí vztahu (6).

$$\theta = 96.8^{\circ}$$

$$\theta_1 = 73.1^{\circ}$$

$$\theta_2 = 91.8^{\circ}$$

Z těchto hodnot jsem dopočítal následující povrchové napětí vody.

$$\sigma_1 = (16.2 \pm 0.1) \cdot 10^{-3} \, N \cdot m^{-1}$$

$$\sigma_2 = (61.2 \pm 0.1) \cdot 10^{-3} \, N \cdot m^{-1}$$

# 3. Zhodnocení měření, závěr

Po dokončení měření je porovnáním s tabulkovými hodnotami vidět, že výsledky viskozit a povrchových napětí vyšli poměrně dobře (až na odchylku  $\sigma_1$  v posledním měření pomocí metylen jodidu). Mnohem lepší shodu jsem čekal u měření hustoty pomocí pyknometrické metody, pravděpodobně bylo měření zatíženo hrubou chybou.